

10mM 醋酸钠 pH4.5 使用指导

一、基本信息

产品名称：10mM 醋酸钠 pH4.5

产品货号：PR2033

储存条件：2-8℃，在效期前使用

仅供体外实验使用。

二、预期用途

用于配体的稀释及偶联操作。

三、实验操作流程

1. **预富集**：使用 10mM 醋酸钠 pH4.5 将待固定的配体稀释后，以 10 μ L/min 的流速进样 60-120s。
2. **表面清洗**：在预富集流道中使用 50mM NaOH，以 10 μ L/min 的流速进样 30-60s。
3. **固定配体**：根据预富集峰形及进样前后基线变化，选择最优 pH 值。

一般情况下（如下图所示）：

- a、b 最优
- c 可用
- d 不可用

